



Comunicato stampa

Data

17 novembre 2014

Dal 1° luglio 2016 test etilometrico al posto dell'esame del sangue

Si applicheranno i seguenti valori:

	Concentrazione di alcol nell'aria espirata (visualizzata sugli etilometri dal 1.7.2016)	Tasso alcolemico
Inosservanza del divieto di guida sotto l'effetto dell'alcol (p. es. neopatentati, conducenti professionisti)	$\geq 0,05$ mg/l	$\geq 0,10$ per mille
Guida in stato di ebbrezza	$\geq 0,25$ mg/l	$\geq 0,50$ per mille
Guida con tasso alcolico qualificato	$\geq 0,40$ mg/l	$\geq 0,80$ per mille

Esempio

Attualmente: il risultato della misurazione è 0,40 mg/l (non visualizzato). L'etilometro converte tale valore in tasso alcolemico e indica 0,80 per mille.

Dal 1° luglio 2016: il risultato della misurazione è 0,40 mg/l. L'etilometro indica direttamente questo valore.